

OVERDENTURE ARCSYS

A FGM oferece soluções únicas também, para o sistema Overdenture. Conte com a exclusiva tecnologia angulável e basculante, para proporcionar um tratamento diferenciado aos seus pacientes.

OVERDENTURE ANGULÁVEL

A exclusiva possibilidade de refinar o paralelismo entre componentes confere relevante vantagem biomecânica a este tipo de solução protética, possibilitando próteses mais estáveis e funcionais.



MAIOR DURABILIDADE DA RETENÇÃO

A tecnologia basculante presente nas Cápsulas Overdenture Smart permite elevado grau de liberdade para as próteses implanto-muco-suportadas. Assim, as tensões envolvidas no processo mastigatório são melhor distribuídas, resultando em maior longevidade das peças protéticas.



REVERSIBILIDADE PARA PRÓTESES FIXAS TIPO PROTOCOLO

Utilize Mini Pilares tanto para protocolos quanto para overdentures. Assim, a migração de um sistema para outro foi simplificada, minimizando as etapas clínicas e os insumos associados.



ESSE É UM
PRODUTO DA LINHA

(FGM)

Arcsys

SISTEMA DE IMPLANTES CM

INTELIGENTE SOB TODOS OS ÂNGULOS

Com o Sistema de Implantes Inteligente e Revolucionário Arcsys, você conhece o que há de mais moderno em planejamento, saúde, função e estética.

Minimize etapas exaustivas, economize tempo, planeje com mais recursos e reduza o volume de componentes em estoque, redescobrando a simplicidade.



Personalização da angulação do Componente Protético de 0° a 20°.



100% de selamento bacteriano com o Cone Morse friccional.



98,2% de taxa de sucesso dos implantes dentários*.



Possibilidade de perfuração em uma única etapa.



Redução de até 90% de estoque e otimização da logística.



Remoção segura dos componentes protéticos ativados.

*Fonte: Ricardo Magini e equipe, CEPID - UFSC, em Florianópolis (SC).

(FGM)
Nanosynt

ENXERTO ÓSSEO

**O NANOSYNT
É ÚNICO.
SEUS RESULTADOS
TAMBÉM!**

**EMBALAGEM
INTELIGENTE**

Práticas ampolas em 4
ou 2 porções de 0,27cc.

20%
MAIS OSSO
NEOFORMADO¹

100%
SEGURO E
SINTÉTICO


Nanosynt é um biomaterial sintético com morfologia
ultraporosa e excelente ação osteocondutora.
Em estudos, demonstrou uma formação óssea 20% superior
aos líderes de mercado, com manutenção de volume^{1,2}.

EXPERIMENTE E COMPROVE.



**RETENÇÃO SOB
CONTROLE**

Adicionamos à linha
overdenture, dois níveis
diferentes de retenção:
leve e pesado, que poderão
ser selecionados conforme
a opção do profissional.



FÁCIL ENCAIXE E REMOÇÃO

A Cápsula Overdenture Smart possui
um sistema basculante dinâmico, que
se altera e modula de acordo com os
movimentos da mastigação (báscula de
até 50°). Além de muito mais conforto,
essa tecnologia de redistribuição de
forças proporciona maior sobrevida à
essa modalidade de tratamento.



OVERDENTURE **Arcsys**

MAIS VERSATILIDADE NA ESCOLHA
DE SEUS COMPONENTES PROTÉTICOS.