



VEZZA

SISTEMA DE IMPLANTES HE

UNIVERSAL,
DESCOMPLICADO
E ÚNICO



PADRÃO BRANEMARK






Resistência e Chaves antitravamento

Instrumentais confeccionados em ligas de alta performance, para uma utilização sem riscos de travamento ou deformações do hexágono.







Qualidade e precisão

Microusinados em tornos de altíssima precisão, os implantes Vezza são fabricados com matérias-primas nobres de alta performance (Ti6Al4V), garantindo a alta qualidade do produto.



Agilidade e facilidade

Design híbrido com roscas de dupla entrada, promovendo uma inserção rápida, segura e facilitada.



Microgeometria

Tratamento de superfície com tecnologia Duo Attack, favorecendo uma resposta biológica rápida e uma osseointegração efetiva.



VEZZA

SISTEMA DE IMPLANTES HE

Sistema de implantes que alia a tradicional conexão hexagonal com os atuais conceitos e benefícios da implantodontia moderna: praticidade, resistência e redução significativa do estoque de componentes.




Design único para todas as densidades ósseas

Idealizado para elevados travamentos primários, sua macrogeometria híbrida com roscas trapezoidais compactantes possibilita a indicação para todas as densidades ósseas.



Macrogeometria para alta estabilidade

Rápida osseointegração e ótima qualidade do tecido ósseo circunjacente.^{1, 2, 3, 4.}



Câmaras de cicatrização

As câmaras de coágulo possibilitam a formação de um tecido ósseo reparador de excelente qualidade, contribuindo para a longevidade da reabilitação.



OS MELHORES CONCEITOS DE HE EM UM SÓ SISTEMA

Interface universal

Os implantes e componentes Vezza seguem o tradicional conceito de “plataforma Brånemark”, de Ø 4,1 mm. Também são totalmente intercambiáveis para que o cirurgião-dentista sempre tenha a solução em suas mãos com um estoque reduzido.



IMPLANTES E COMPONENTES UNIVERSAIS COM PLATAFORMA ÚNICA

Conceito de plataforma Brånemark (4,1 mm)



Versatilidade protética

Com Vezza o cirurgião-dentista atende aos mais diversos casos clínicos, pois conta com componentes que atendem a diversas espessuras de mucosa, para próteses unitárias e múltiplas, além da opção de Mini Pilares com angulação de 17° e 30°.

Regulares



Estreitos



Angulados



Possibilidade de plataforma Switching

Componentes com interface menor do que a borda do implante, resultando no conceito switching, que diminui os efeitos da remodelação óssea e auxilia na preservação da estética rosa.



Facilidade clínica

Estojos compactos, leves e intuitivos. Nas opções cirúrgico e protético ou exclusivamente protético.

Compatíveis com brocas PARA PERFURAÇÃO ÚNICA

Design compatível com o uso de brocas de perfuração única (Brocas Arcsys), promovendo maior conforto operacional e redução significativa no tempo de trabalho.





Transformando sorrisos

“ Se eu pudesse resumir o que esperar de um sistema de implantes HE, gostaria que esse sistema possuísse uma macrogeometria híbrida e que favorecesse a osseointegração, que permitisse a realização de plataforma switching independente do diâmetro do implante* e que possua um sistema de reabilitação simples e enxuto. **Dentro dessa realidade, o Sistema Vezza é o sistema de implantes HE que mais atende as minhas necessidades, pois ele possui tudo isso.**



Prof. Dr. Cesar Benfatti

Mestre e Doutor em Implantodontia pela UFSC, Professor adjunto da UFSC, Professor permanente do Programa de Pós-graduação em Odontologia e Coordenador do CEPID - UFS

“ Opero o sistema Vezza desde que foi lançado no mercado. Com toda a certeza é um sistema de implantes que facilita e muito a minha rotina clínica de reabilitação. Seja pela sua praticidade da sua plataforma universal (4.1) quanto pela qualidade do titânio. **Isso tudo me trás um altíssimo índice de sucesso nas minhas reabilitações e uma redução enorme de estoque no consultório. Sem sombra de dúvidas é um sistema que chegou para ficar”.**



Dr. Mateus Ribeiro

Especialista em implantodontia, Especialista em prótese dentária, Especialista em Farmacologia, Professor Nucleo Innovare e Professor convidado IOA.

ACESSE O
QR CODE
AO LADO e confira mais sobre
as diversas soluções
do sistema Vezza

