


FGM

Arcsys

SISTEMA DE IMPLANTES CM

O sistema inteligente que
revolucionaria a implantodontia

0° a 20°




FGM IMPLANTS


A incrível possibilidade de angular o componente protético **em seu consultório**

O Sistema de Implantes Arcsys traz a exclusiva tecnologia de angulação dos componentes protéticos em até 20°. Inovação que permite o melhor planejamento cirúrgico e protético.

Veja os resultados do Implante e Prótese na posição ideal:



Implante instalado. Observe a divergência entre os eixos cirúrgico e protético.



Componente protético customizado. Observe o refinamento do eixo protético possibilitado pela tecnologia do Sistema Arcsys.

Autor: Prof. Me. Rafael C. Cecato

Implantes **Short**



Os implantes Short se destacam pela segurança e versatilidade em áreas com **restrito comprimento do leito ósseo.**



Versatilidade com as chaves extratoras


Com o desenvolvimento das Chaves Extratoras, a reversibilidade Morse do sistema Arcsys foi simplificada, acrescentando ganhos de versatilidade também no processo de ativação.

Conheça as possibilidades associadas às chaves extratoras:


Remoção de componentes protéticos



Transporte, inserção e ajuste de posição dos componentes



Ativação de componentes protéticos



Precisão e segurança em suas mãos



O Verificador de Acionamento Friccional possibilita a verificação do acionamento de componentes friccionalis, garantindo maior confiabilidade mecânica da conexão implante e componentes protéticos Arcsys.

Um exclusivo dispositivo desenvolvido pela FGM. Intercambiável a qualquer modelo de chave de extração.

“ Esta é a mais nova e útil possibilidade de uso para as chaves. Com ela, podem ser obtidos torques de inserção mais altos e com o sensorial de “estar apertando um parafuso”. **As chaves, em combinação com o Verificador de Acionamento Friccional, tornam-se uma ferramenta muito útil, que agrega mais opção de ativação além do Marteleto Arcsys.**”

Sr. Friedrich Mittelstädt
CTO FGM Dental Group

(FGM)

Arcsys

SISTEMA DE IMPLANTES CM

Longevidade clínica do **Cone Morse** friccional Arcsys

O sistema que revolucionou a implantodontia surpreende cada dia mais com seus resultados clínicos e científicos superiores.

**PRESERVAÇÃO DA
ARQUITETURA GENGIVAL**

Autor: Prof. Dr. Bernardo Passoni
Acompanhamento:
4 anos e 3 meses

Observação do autor: A ausência de micromovimentos proporcionada pelo Cone Morse friccional manteve a arquitetura tecidual estável e a reabilitação previsível.



1. Tomografia inicial do elemento fraturado.



2. Implante totalmente envolto de osso em acompanhamento tomográfico.



3. Acompanhamento clínico evidenciando a estabilidade peri-implantar da conexão friccional.

ESTABILIDADE TECIDUAL PERI-IMPLANTAR

Autor: Prof. Me. Thiago R. Gemeli
Acompanhamento: 5 anos

Observação do autor: A estabilidade peri-implantar do Sistema Arcsys permite a obtenção de resultados ímpares, principalmente em casos de alta estética exigida.



1. Tomografia inicial.



3. Alta estética peri-implantar com preservação da arquitetura tecidual após 5 anos.



2. Acompanhamento radiográfico de 3 anos.

MANUTENÇÃO ÓSSEA EM TORNO DOS COMPONENTES PROTÉTICOS

Autor: Prof. Me. Rafael C. Cecato

Acompanhamento: 6 anos

Observação do autor: A estabilidade do tecido ósseo peri-implantar é resultado direto da vedação que a conexão do sistema apresenta.



1. Tomografia inicial.



2. Manutenção óssea sobre a plataforma do componente.



3. Acompanhamento clínico de 6 anos.



FLUXO DIGITAL

Esteja à frente com esta tecnologia

Com o objetivo de viabilizar o uso da tecnologia digital no fluxo de planejamento e confecção protética, a FGM disponibiliza novas famílias de produtos a serem utilizadas em conjunto com os sistemas de implantes Arcsys e Vezza.

Coping friccional


Exclusivo do Sistema Arcsys, reúne os benefícios mecânicos da prótese cimentada com a reversibilidade da prótese aparafusada, e ainda, dispensa a utilização de cimentos.



Confira as demais soluções:



Análogos digitais



Scan body intra e extraoral



Links metálicos



Bases de titânio


(FGM)

CIRURGIA
GUIADA **Arcsys**


Precisão e planejamento do início ao fim

Conte com todos os benefícios do Sistema Arcsys potencializados e com a alta precisão da Cirurgia Guiada para obter resultados estéticos-funcionais superiores com mais conforto, eficiência e segurança no procedimento.

Planejamento com
Prótese Cimentável



Planejamento com
Prótese Aparafusável



Planejamento com Cirurgia Guiada Arcsys e componentes anguláveis Arcsys: **melhor posição do implante e da prótese.**

Planejamento com sistemas convencionais: **busca pela melhor posição protética.**

Mais conforto para seu paciente, em **menos tempo!**

Geometria inovadora

Autocontrole durante toda a preparação cirúrgica.



Estabilidade

Evita vibrações durante a fresagem.



Ponta ativa

Faz a função de broca lança: estabilidade no início e durante a perfuração.



Material

Aço nobre revestido de TiN (nitreto de titânio), oferecendo maior dureza de superfície, menor atrito e maior durabilidade.




Segurança na instalação

Controle de profundidade visual ou mecânico (limitadores de profundidade).



Canais laterais

Irrigação em toda a extensão da broca e capacidade de coleta de tecido ósseo.



POSSIBILIDADE DE PERFURAÇÃO ÚNICA

As características únicas das Brocas Arcsys permitem a perfuração em uma única etapa, gerando economia de tempo se comparada com o tradicional escalonamento. Contudo, sempre que a condição do local de implante demandar ou o profissional preferir, a perfuração pode ser escalonada com as mesmas brocas disponíveis.

Confira as soluções FGM pelo mundo

Dr. Edwin Ruales



“A qualidade e a tecnologia de Arcsys são claramente superiores a qualquer outro sistema de implantes no mundo. A ausência de bactérias e micromovimentos, assim como as possibilidades únicas de angulação e personalização, fazem de Arcsys a minha ferramenta preferida na hora de oferecer saúde, função e estética aos meus pacientes.”

Dr. Juvenal Patriarca



“Os implantes “short” do Sistema Arcsys são soluções muito confiáveis para áreas com altura óssea limitada. Não tenho receio algum em utilizá-los, inclusive, para casos unitários.”

Dr. José Mena



“Utilizar o sistema cone Morse friccional Arcsys é sentir segurança, confiança, simplicidade, longevidade e, acima de tudo, qualidade, pois o sistema conta com sua macrogeometria, superfície e conexão com uma qualidade única para qualquer caso clínico.”



Transformando sorrisos



+400 Produtos

Com uma equipe de profissionais e pesquisadores, a FGM tem um portfólio completo.



+100 Países com FGM Esthetics e +20 Países com FGM Implants

A FGM ultrapassa fronteiras e está presente em mais de 100 países, sendo líder de vendas em vários deles.



+50 mil profissionais

Compartilhando conhecimento e experiências em aproximadamente 2.000 cursos realizados.

ACESSE O
QR CODE
AO LADO

e confira mais sobre
as diversas soluções
do **Sistema Arcsys.**



Televendas Implantes
0800 644 6111

@fgmimplantes

fgmimplantes

FGMImplantes