




Sequência Protética







Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores Metálicos		Dimensões	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
Munhões		Dimensões	 0,8 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm
		Ø3.3x4 mm	02.20.01	02.20.02	02.20.03	02.20.04	02.20.05	02.20.06
		Ø4.5x4 mm	02.22.01	02.22.02	02.22.03	02.22.04	02.22.05	02.22.06
		Ø3.3x6 mm	02.21.01	02.21.02	02.21.03	02.21.04	02.21.05	02.21.06
		Ø4.5x6 mm	02.23.01	02.23.02	02.23.03	02.23.04	02.23.05	02.23.06
Transferentes Multifuncionais	 Ø3.3x4 mm 13.27.01		 Ø4.5x4 mm 13.27.03		 Ø3.3x6 mm 13.27.02		 Ø4.5x6 mm 13.27.04	
	 18.20.01		 18.20.03		 18.20.02		 18.20.04	
Cilindros Calcináveis	 14.01.01		 14.01.03		 14.01.02		 14.01.04	

Ferramentas utilizadas

Tipo				
	Extrator de Tapa	Chave 1,2 mm Longa	Medidor Transmucoso Aikkon	Catraca de Torque
Código	21.35.01	26.10.02	29.01.01	19.33.01

AIKKON | Sequência protética | Munhões Angulados

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
Metálicos



Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5 mm

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

Ø5.0 mm

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

Munhões
Angulados



Angulados a 17°

Angulados a 30°

Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

Ø3.3x4 mm

02.24.01

02.24.02

02.24.03

02.26.01

02.26.02

02.26.03

Ø4.5x4 mm

02.28.01

02.28.02

02.28.03

02.30.01

02.30.02

02.30.03

Ø3.3x6 mm

02.25.01

02.25.02

02.25.03

02.27.01

02.27.02

02.27.03

Ø4.5x6 mm

02.29.01

02.29.02

02.29.03

02.31.01

02.31.02

02.31.03

Transferentes
Multifuncionais



Ø3.3x4 mm

13.27.01



Ø4.5x4 mm

13.27.03



Ø3.3x6 mm

13.27.02



Ø4.5x6 mm

13.27.04

Análogos



18.20.01



18.20.03



18.20.02



18.20.04

Cilindros
Calcináveis



14.01.01



14.01.03



14.01.02



14.01.04

Ferramentais utilizados

Tipo



Extrator de Tapa



Chave 1,2 mm Longa



Medidor Transmucoso Aikkon



Catraca de Torque





Código

21.35.01

26.10.02

29.01.01





19.33.01

Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores Metálicos		Dimensões	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
Pilares		Dimensões	 0,8 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm
		Ø4.8x2.6 mm	03.01.01	03.01.02	03.01.03	03.01.04	03.01.05	03.01.06
Coifa de Proteção		 Pilar Aikkon 12.50.04						
Cilindro Provisório		 12.34.01						
Transferentes Metálicos		 Moldeira aberta 12.10.01			 Moldeira fechada 12.10.02			
		 08.01.01						
Análogo		 08.01.01						
Cilindros Calcináveis		 CoCr Antirrotacional 15.34.01			 Calcinável Antirrotacional 14.02.01			

Ferramentais utilizados

Tipo						
	Extrator de Tapa	Adaptador para Conexão Torque	Chave 1,2 mm Longa	Medidor Transmucoso Aikkon	Chave Longa para Pilar Aikkon	Catraca de Torque
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.01.02	19.33.01

AIKKON | Sequência protética | Mini Pilares

Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores Metálicos		Dimensões	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
Mini Pilares		Dimensões	 0,8 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm
		Ø4.8x2.2 mm	03.02.01	03.02.02	03.02.03	03.02.04	03.02.05	03.02.06
Coifa de Proteção		 Mini Pilar Aikkon 12.50.05						
Cilindro Provisório		 12.38.01						
Transferentes Metálicos		 Moldeira aberta 12.13.01				 Moldeira fechada 12.13.02		
Análogo		 08.05.01						
Cilindros Calcináveis		 CoCr Rotacional 15.36.01				 Calcinável Rotacional 14.04.01		

Ferramentais utilizados

Tipo						
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.21.02	19.33.01

AIKKON | Sequência protética | Mini Pilares Angulados




Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores Metálicos		Dimensões	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
Mini Pilares Angulados			Angulados a 17°			Angulados a 30°		
		Dimensões	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm
		Ø4.8x2.2 mm	03.03.01	03.03.02	03.03.03	03.04.01	03.04.02	03.04.03
Coifa de Proteção		 Mini Pilar Aikkon 12.50.05						
Cilindro Provisório		 12.38.01						
Transferentes Metálicos		 Moldeira aberta 12.13.01			 Moldeira fechada 12.13.02			
Análogo		 08.05.01						
Cilindros Calcináveis		 CoCr Rotacional 15.36.01			 Calcinável Rotacional 14.04.01			

Ferramentas utilizadas

Tipo								
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.21.02	19.33.01	26.30.01	21.37.02

AIKKON | Sequência protética | Micro Pilares

Interface protética
única para todos os
diâmetros de implantes



Cicratizadores
Metálicos



Dimensões

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5 mm

05.01.01

05.01.02

05.01.03

05.01.04

05.01.05

Ø5.0 mm

05.02.01

05.02.02

05.02.03

05.02.04

05.02.05

Micro Pilares



Dimensões

0,8 mm

1,5 mm

2,5 mm

3,5 mm

4,5 mm

5,5 mm

Ø3.5x1.5 mm

03.05.01

03.05.02

03.05.03

03.05.04

03.05.05

03.05.06

Coifa de Proteção



Micro Pilar Aikkon
12.50.03

Cilindro Provisório



12.35.01

Transferente
Metálico



Moldeira aberta
12.11.01

Análogo

08.02.01


Cilindros
Calcináveis






CoCr Rotacional
15.35.01

Calcinável Rotacional
14.03.01

Ferramentais utilizados

Tipo						
						
	Extrator de Tapa	Adaptador para Conexão Torque	Chave 1,2 mm Longa	Medidor Transmucoso Aikkon	Chave Longa Mini e Micro Pilar Aikkon	Catraca de Torque
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	26.21.02	19.33.01

Interface protética única para todos os diâmetros de implantes								
Cicratizadores Metálicos		Dimensões	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm	
		Ø3.5 mm	05.01.01	05.01.02	05.01.03	05.01.04	05.01.05	
		Ø5.0 mm	05.02.01	05.02.02	05.02.03	05.02.04	05.02.05	
UCLAs Provisórias		Dimensões	 0,8 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm
		Ø3.3 mm	12.36.01	12.36.02	12.36.03	12.36.04	12.36.05	12.36.06
		Ø4.5 mm	12.37.01	12.37.02	12.37.03	12.37.04	12.37.05	12.37.06
UCLAs CoCr		Dimensões	 0,8 mm	 1,5 mm	 2,5 mm	 3,5 mm	 4,5 mm	 5,5 mm
		Ø3.3 mm	15.27.01	15.27.02	15.27.03	15.27.04	15.27.05	15.27.06
		Ø4.5 mm	15.28.01	15.28.02	15.28.03	15.28.04	15.28.05	15.28.06
Transferentes Metálicos		 Moldeira aberta 12.12.01			 Moldeira fechada 12.12.02			
		 Análogo 07.10.01						

Ferramentas utilizadas

Tipo					
	Extrator de Tapa	Adaptador para conexão torque	Chave 1,2 mm Longa	Medidor Transmucoso Aikkon	Catraca de Torque
Código	21.35.01	31.45.01	26.10.02	29.01.01	19.33.01