

Planejamento e precisão
do início ao fim.

Todos os benefícios Arcsys potencializados.

Instale implantes com maior
precisão e previsibilidade.

Com a utilização da CGA, pode-se instalar o
implante na melhor posição óssea com alta
precisão, obtendo resultados estético-funcionais
superiores com mais conforto, eficiência e
segurança no procedimento.



Estojo CGA

- Indicados para agrupar e organizar os instrumentais pertencentes ao sistema de Cirurgia Guiada Arcsys
- Dispositivo compacto e intuitivo.

Código

35.49.12
4000023264

*Imagem meramente ilustrativa, chaves e instrumentais não acompanham o estojo.

DISPOSITIVOS E INSTRUMENTAIS

Brocas Arcsys CGA e Brocas CGA PRECISION

As Brocas Arcsys CGA e Brocas CGA Precision possuem tamanho e design diferenciados, compatíveis **exclusivamente para a técnica de cirurgia com guia prototipada**. Seu comprimento e gravações compensam a distância entre o implante e o topo da Guia de Broca CGA. O projeto contempla a linha small, com as menores brocas do mercado, especialmente desenvolvidas para a região posterior.



Broca Fixador CGA	
Código	22.13.01 4000021976



Preparador Apical CGA PRECISION	
Código	22.41.02 4000056580

Broca CGA PRECISION						Broca CGA PRECISION Small			
2,4 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm short	4,6 mm short	2,4 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,9 mm
22.08.01 4000056424	22.08.02 4000056425	22.08.03 4000056426	22.08.04 4000056427	22.09.01 4000056428	22.09.02 4000056429	22.07.01 4000056642	22.07.02 4000056643	22.07.03 4000056644	22.07.04 4000056645



Brocas Arcsys CGA						Brocas Arcsys Small CGA			
2,4 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm short	4,6 mm short	2,4 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,9 mm
22.10.01 4000055738	22.10.02 4000055739	22.10.03 4000055740	22.10.04 4000055741	22.11.01 4000055743	22.11.02 4000055742	22.12.01 4000055744	22.12.02 4000055745	22.12.03 4000055746	22.12.04 4000055747

LIMITADORES DE PROFUNDIDADE CGA PRECISION

São dispositivos intercambiáveis que possibilitam o controle mecânico da profundidade de fresagem.

- Oferecem um encaixe facilitado e preciso, otimizando a etapa operatória.
- **Exclusivo para as brocas CGA PRECISION.**



Tamanho	7 mm	8 mm	9 mm	11 mm	13 mm	+2 mm
Código	30.36.07 4000056521	30.36.08 4000056522	30.36.09 4000056523	30.36.11 4000056524	30.36.13 4000056525	30.36.02 4000056526

ANILHAS CGA

Possibilitam a passagem dos instrumentos para a execução do procedimento cirúrgico em guias prototipadas.



Tipo	Estreito	Regular	Short	Fixador
Código	39.01.01 4000055411	39.01.02 4000055412	39.01.03 4000055413	39.01.04 4000055414

CATRACA DE TORQUE

- Indicada para auxiliar na instalação e leitura de torque de implantes, componentes protéticos e demais dispositivos com conexão quadrada.



Código	19.33.01 4000008144
--------	------------------------

Dica Clínica: Desmonte a catraca para promover as etapas de lavagem e secagem.

INSEROR DE TAPA FRICCIONAL

- Indicados para inserir ou remover os tapas de silicone do sistema Arcsys e Aikkon.
- Com orifício de segurança.



Tipo	Inseror
Código	20.34.01 4000008145

CHAVE PARA IMPLANTE

- Indicada para a instalação de implantes.
- **Torque recomendado: 70 N.cm.**



	Sistema Arcsys		Sistema Aikkon	
Tipo	Longa	Extra Longa	Longa	Extra Longa
Código	24.38.01 4000008162	24.38.04 4000015574	24.01.02 4000056320	24.01.03 4000056321

ADAPTADOR PARA CATRACA DE TORQUE CGA

- Indicado para possibilitar o acoplamento da catraca de torque nas chaves para implante CGA.



Código

19.10.01
4000021918

CHAVE PARA IMPLANTE CGA

- Indicada para capturar, transportar e possibilitar a instalação de implantes pela técnica guiada.
- **Torque recomendado: 70 N.cm.**



	Sistema Arcsys			Sistema Aikkon	
Tipo	Estreita	Regular	Short	Estreita	Regular
Código	24.20.01 4000021895	24.20.02 4000021906	24.20.03 4000023263	24.21.01 4000056315	24.21.02 4000056316

FIXADOR CGA

- Indicado para estabilizar guias cirúrgicos prototipados quando a ancoragem dentária for ausente ou deficitária.
- Cabeça anatômica.
- Ponta ativa para melhor ancoragem óssea.



Código

38.01.01
4000021983

SONDA CGA

- Indicada para inspeção das paredes da cavidade óssea após fresa-gem cirúrgica.



Código

38.04.01
4000021989

GUIAS DE BROCA CGA

- Indicadas para direcionar e estabilizar a broca durante a perfuração em cirurgias guiadas.
- Sistema de cores intuitivo.



Tipo	Estreito Ø2,4/Ø2,9mm	Regular Ø2,4/Ø2,9mm	Regular Ø3,4/Ø3,9mm	Short Ø3,9/Ø4,6mm
Código	22.50.01 4000021924	22.50.02 4000021934	22.50.03 4000021944	22.50.04 4000021954

KITS CGA ARCSYS e PRECISION

Características

- Interface intuitiva.
- Facilidade de manuseio.
- Bandeja ergonômica.
- Fechamento prático.
- Estojo simplificado e compacto.
- Autoclavável.

KIT CGA ARCSYS

Os Kits dos Sistemas de Implantes FGM reúnem os instrumentais de modo organizado e intuitivo.



ESTOJO CIRURGIA GUIADA ARCSYS | RELAÇÃO DE MATERIAIS QUE PODEM SER ACOPLADOS NO ESTOJO

	Materiais			
Código	Descrição	Quant.	Itens	
35.49.12 4000023264	Estojo Arcsys Cirurgia Guiada	1	●	
22.13.01 4000021976	Broca para Fixador CGA	1	●	
38.01.01 4000021983	Fixador CGA	4	●	
20.34.01 4000008145	Insensor de Tapa Friccional	1	●	
24.20.01 4000021895	Chave para Implante CGA Estreita	1	●	
24.20.02 4000021906	Chave para Implante CGA Regular	1	●	
25.20.03 4000023263	Chave para Implante CGA Short	1	●	
24.38.01 4000008162	Chave para Implante Longa	1	●	
24.38.04 4000015574	Chave para Implante extra longa	1	●	
19.33.01 4000008144	Catraca de Torque	1	●	
19.10.01 4000021918	Adaptador para Catraca de Torque CGA	1	●	
38.04.01 4000021989	Sonda CGA	1	●	
22.50.01 4000021924	Guia de Broca CGA Ø2,4/2,9 - estreito	1	●	
22.50.02 4000021934	Guia de Broca CGA Ø2,4/2,9 - regular	1	●	
22.50.03 4000021944	Guia de Broca CGA Ø3,4/3,9 - regular	1	●	
22.50.04 4000021954	Guia de Broca CGA Ø3,9/4,6 - short	1	●	
22.10.01 4000055738	Broca Arcsys CGA Ø2,4	1	●	
22.10.02 4000055739	Broca Arcsys CGA Ø2,9	1	●	
22.10.03 4000055740	Broca Arcsys CGA Ø3,4	1	●	
22.10.04 4000055741	Broca Arcsys CGA Ø3,9	1	●	
22.11.01 4000055743	Broca Arcsys CGA Ø3,9 Short	1	●	
22.11.02 4000055742	Broca Arcsys CGA Ø4,6 Short	1	●	
22.12.01 4000055744	Broca Arcsys Small CGA Ø2,4	1	●	
22.12.02 4000055745	Broca Arcsys Small CGA Ø2,9	1	●	
22.12.03 4000055746	Broca Arcsys Small CGA Ø3,4	1	●	
22.12.04 4000055747	Broca Arcsys Small CGA Ø3,9	1	●	

Obs.: O Estojo não acompanha chaves e instrumentais. Os itens devem ser escolhidos no momento da compra.

KIT CGA PRECISION

Os Kits dos Sistemas de Implantes FGM reúnem os instrumentais de modo organizado e intuitivo.



ESTOJO CIRURGIA GUIADA AIKKON E ARCSYS | RELAÇÃO DE MATERIAIS QUE PODEM SER ACOPLADOS NO ESTOJO

Materiais					
Código	Descrição	Quant.	Itens	Opcionais*	
35.49.15 4000056605	Estojo CGA Precision	1	●		
22.08.01 4000056424	Broca CGA Precision 2,4	1	●		
22.08.02 4000056425	Broca CGA Precision 2,9	1	●		
22.08.03 4000056426	Broca CGA Precision 3,4	1	●		
22.08.04 4000056427	Broca CGA Precision 3,9	1	●		
22.07.01 4000056642	Broca CGA Precision Small CGA 2,4	1	●		
22.07.02 4000056643	Broca CGA Precision Small CGA 2,9	1	●		
22.07.03 4000056644	Broca CGA Precision Small CGA 3,4	1	●		
22.07.04 4000056645	Broca CGA Precision Small CGA 3,9	1	●		
22.09.01 4000056428	Broca CGA Precision 3,9 short	1	●		
22.09.02 4000056429	Broca CGA Precision 4,6 short	1	●		
22.41.02 4000056580	Preparador Apical CGA Precision	1	●		
30.36.07 4000056521	Limitador CGA Precision 7	1	●		
30.36.08 4000056522	Limitador CGA Precision 8	1	●		
30.36.09 4000056523	Limitador CGA Precision 9	1	●		
30.36.11 4000056524	Limitador CGA Precision 11	1	●		
30.36.13 4000056525	Limitador CGA Precision 13	1	●		
30.36.02 4000056526	Limitador CGA Precision +2	1	●		
24.21.01 4000056315	Chave CGA Aikkon estreita	1	●		
24.21.02 4000056316	Chave CGA Aikkon regular	1	●		
24.01.02 4000056320	Chave longa Aikkon	1	●		
24.01.03 4000056321	Chave Extra-longa Aikkon	1	●		
22.13.01 4000021976	Broca para Fixador CGA	1	●		
38.01.01 4000021983	Fixador CGA	4	●		
20.34.01 4000008145	Insensor de Tapa Friccional	1	●		
24.20.01 4000021895	Chave para Implante CGA Estreita	1	●		
24.20.02 4000021906	Chave para Implante CGA Regular	1	●		
25.20.03 4000023263	Chave para Implante CGA Short	1	●		
24.38.01 4000008162	Chave para Implante Longa	1	●		
24.38.04 4000015574	Chave para Implante extra longa	1	●		
19.33.01 4000008144	Catraca de Torque	1	●		
31.45.01 4000008178	Adaptador para Conexão Torque	1	●		
19.10.01 4000021918	Adaptador para Catraca de Torque CGA	1	●		
38.04.01 4000021989	Sonda CGA	1	●		
22.50.01 4000021924	Guia de Broca CGA Ø2,4/2,9 - estreito	1	●		
22.50.02 4000021934	Guia de Broca CGA Ø2,4/2,9 - regular	1	●		
22.50.03 4000021944	Guia de Broca CGA Ø3,4/3,9 - regular	1	●		
22.50.04 4000021954	Guia de Broca CGA Ø3,9/4,6 - short	1	●		

Obs.: O Estojo não acompanha chaves e instrumentais. Os itens devem ser escolhidos no momento da compra.