

Acelere e evolua sua prática
odontológica em poucos passos
com a solução exclusiva FGM:

 **START&PRINT**



Impressora configurada para começar
agora as impressões com **Voxelprint**.



Acesse o QR Code
ao lado e conheça o
diferencial Start&Print



A marca do sorriso

30 anos de história FGM
10 anos de história FGM Implants



+ 1.000 produtos

Com uma equipe de profissionais
e pesquisadores, a FGM tem um
portfólio completo.



+60 mil profissionais

Compartilhando conhecimento e
experiências em +2 mil cursos
realizados por ano.

Canal de atendimento



Telefone
0800 644 6100



WhatsApp
(47) 9 9241-7318
Opção: Suporte Técnico



E-mail
contato@fgm.ind.br

Acesse o QR Code ao
lado e conheça nossa
solução completa.



Televendas Implantes
0800 644 6111



Verifique as certificações aplicáveis aos produtos

@fgmimplantes

fgmimplantes

FGMImplantes

7200356421-00

LANÇAMENTO


EVOLUTION
DIGITAL SOLUTIONS



Soluções Digitais Odontológicas FGM
que **otimizam** seu fluxo e **maximizam**
seus **resultados** com uma prática
clínica **mais rentável!**

 **START&PRINT**

 **IMPLANTS**


EVOLUTION
DIGITAL SOLUTIONS

As Soluções Digitais FGM Evolution foram desenvolvidas
para tornar o fluxo digital odontológico **acessível e
eficiente**. Equipamentos, acessórios, impressoras e
resinas 3D validadas pelo mercado, oferecendo uma
solução que otimiza o processo e acelera a integração
dos profissionais de odontologia ao universo digital.

Principais diferenciais



START&PRINT

- Impressora 3D configurada para impressões mais assertivas e confiáveis.



EVOLUTIONCARE

- Educação e treinamento para uma aprendizagem rápida;
- Suporte especializado.



Materiais para Impressão

- Linha de Resinas 3D Voxelprint FULL-X Tough, Ceramic, TEMP e Splint Tough;
- Tecnologia e precisão que impulsionam o futuro da odontologia.



Equipamentos & Acessórios

- Acessórios que facilitam e otimizam o uso das resinas de impressão;
- Portfólio com equipamento de lavagem e variado sistemas de cura das impressões.

 **IMPLANTS**

Inteligência artificial para
escaneamentos **rápidos,**
versáteis e precisos.

Escaneamento Digital

Tecnologia térmica **antiembaçamento**

Acompanha **3** ponteiros standard
e uma versão mini

Botão de acionamento remoto
com indicador luminoso

Corpo com **design ergonômico** e leve

Tecnologia de luz estruturada para
mapeamento tridimensional preciso e
melhor profundidade e clareza nas imagens;

Conectividade avançada, maior
compatibilidade com sistemas digitais
existentes e facilidade no compartilhamento
rápido;

Inteligência Artificial, algoritmos avançados
para diagnósticos precisos e personalização
automática da digitalização;

Design ergonômico e leve, botão de
acionamento remoto torna o fluxo de trabalho
mais ágil e intuitivo. Leveza do corpo facilita o
manuseio durante o procedimento;

Peso médio 210g
(peça na mão)

Software intuitivo e avançado,
processamento rápido de imagens e
ferramentas avançadas para diagnósticos
precisos;

**Praticidade na transferência de dados e
transporte. Cabo destacável** e conexão
USB-C;

Precisão acelerada e qualidade de imagem.
É capaz de escanear arcos superiores e
inferiores com registro de oclusão em média
de 90 segundos e arco único em média de
30 segundos. Precisão garantida pela
velocidade de escaneamento fina com
80 mm/s e 15 FPS.

Cabo de dados destacável
Fixador de cabo

Arcos completos com
oclusão em média de **90s** **Arco único**
média de **30s** **Alta**
resolução



Saiba mais sobre o
Scanner Runyes IOS-11
acessando o QR-CODE
ao lado

Impressora 3D

Impressora configurada
para a linha de resinas 3D
Voxelprint, através da
solução **Start&Print**;

Marca globalmente
consolidada no mercado
de odontologia digital;

Espessura de camada
0,01-0,30 mm - maior
previsibilidade clínica;

Painel touch de 3,5",
com interface intuitiva;

Compacta, simples e fácil
de operar;

Precisão elevada com tela
LCD 8K e resolução de 22 µm.



A evolução da
odontologia é rápida,
simplificada e precisa!

Acessórios para Máquina de Impressão 3D



Aquecedor

- Viscosidade ideal da resina para impressão;
- Aquecimento e manutenção da temperatura interna na cabine da impressora;
- Maior assertividade e redução de falhas de impressão.



Mini Vat FGM Evolution

- **MINI VAT** para uso exclusivo com a impressora **PHROZEN SONIC MINI 8K S FGM**.
- Maior aproveitamento e economia de Resina 3D;
- Mesa de impressão fabricada em aço inoxidável, evitando contaminação de resinas com cargas cerâmicas;
- Possibilita aumento da velocidade de impressão;
- Maior assertividade com a diminuição de falhas de impressão.



Radiômetro

- Possibilita a conferência de intensidade de luz na impressora.



PHROZEN
SONIC MINI 8K S

Lava & Cura


Solução completa,
dois equipamentos
que permitem o **uso**
simultâneo de acordo
com a necessidade.

KIT WASH & CURE
PHROZEN

Limpeza eficaz sem
causar danos aos
detalhes;

Sistema de lavagem e
limpeza que utiliza um
poderoso mecanismo
de vórtice;

Otimização da
remoção de material
não curado.



PIONEXT
UV-02

Sistema de ventilação
duplo torna a secagem
mais fácil e prática;

Duas torres de LED UV de
405 nanômetros **garantem**
uma cura eficaz e
homogênea;

Otimização de etapas,
possibilitando a cura
e a secagem no mesmo
equipamento.

Cura de alta potência

Processo de pós-cura
extremamente rápido que
otimiza o fluxo de
trabalho odontológico;

Alta potência em
diferentes comprimentos
de onda e aquecimento;

Cura completa,
homogênea e eficiente
das peças, com menos
tempo e maior
assertividade clínica;

Tempo, intensidade e
comprimento de onda da
luz ajustáveis no painel
touch, com interface
amigável e fácil de operar.

**Maior previsibilidade clínica, menos
retrabalho e mais produtividade
no seu dia a dia.**

(FGM)

Voxelprint
Resinas 3D

Tecnologia e precisão que impulsionam o futuro da odontologia.

FULL-X TOUGH



ISS INTELLIGENT
STABILITY
SYSTEM

Elevada performance estética e
mecânica para **próteses múltiplas**
fixas de longa duração

- Propriedades Mecânicas Ideais para aplicação em próteses múltiplas fixas;
- Excelente Estabilidade de Cor com o exclusivo sistema ISS;
- Brilho Superior com excelente capacidade de acabamento estético;
- Única Resina com 2 níveis de translucidez.

CERAMIC



ISS INTELLIGENT
STABILITY
SYSTEM

A melhor escolha para **prótese**
impressa de longa duração

- Alto teor de carga;
- Versatilidade estética;
- Brilho incomparável;
- Alto desempenho e longevidade.

TEMP



Versatilidade para provisórios
com **alto desempenho estético**

- Propriedades mecânicas;
- Excelente brilho e detalhamento de impressão;
- Facilidade de reembasamento;
- Estabilidade de cor.

SPLINT TOUGH



A combinação inteligente que
une **dureza e resistência** para
placas oclusais

- Resistência à fratura;
- Alto Rendimento;
- Dureza ideal;
- Clear.

Saiba mais sobre a linha
Voxelprint acessando o
QR-Code ao lado:



FGM IMPLANTS